



Lift PRO

PDO THREADS


Designed for professionals.



Imagina.
Crea.
Beauty in vector.


V LIFT PRO inicio en 2013 su camino, de la mano de los hilos de polidioxanona.

Estamos escribiendo la historia, aprendiendo, investigando, arriesgando, y por supuesto, mejorando en cada paso que queremos dar. Experiencias, aciertos y tropiezos que desembocan en nuestra propia marca de hilos, creados desde el diálogo constante con el profesional, escuchando sus necesidades y cubriendo con más referencias, un modelo de tratamiento seguro y efectivo. Tan visual y atractivo como la belleza. *Beauty in vectors.*





VLIFT PRO LISOS SERIE AZUL



MONO

Estimuladores de colágeno

Los hilos mono, o biológicos, son hilos inteligentes, generadores de colágeno. Su función principal, es mejorar la calidad de la piel mediante la redensificación.

INDICACIONES 3 R:

- Rejuvenecimiento.
- Redensificación.
- Reposición.



2014

2018

| AGUJA (mm) | | HILO (mm) | | ÁREAS |
|------------|-------|-----------|-------|--|
| CALIBRE | LARGO | USP | LARGO | |
| 25G | 90 | 4+0 | 160 | Áreas corporales |
| 27G | 60 | 5+0 | 100 | Cara, cuello, corporal |
| 29G | 50 | 6+0 | 80 | Cara y cuello |
| 29G | 38 | 6+0 | 60 | Código de barra, periorbicular, cejas, frente, manos |
| 30G | 25 | 6+0 | 30 | Periorbicular, párpados, código de barras, periumbilical |

SINGLE/DOUBLE SCREW

Hilo enroscado a la aguja

Efecto muelle o spring.

Esta es ideal para pieles finas con arrugas difusas. Produce una bioestimulación masiva de colágeno.

Double Screw restaura volumen.



INDICACIONES:

- Arrugas verticales de la cara.
- Canalillo.
- Ombligo triste.
- Brazo.
- Rodilla.
- Muslo.
- Neckline.

| | AGUJA (mm) | | HILO (mm) | |
|--------|------------|-------|-----------|-------|
| | CALIBRE | LARGO | USP | LARGO |
| SINGLE | 26G | 60 | 5-0 | 100 |
| | 29G | 38 | 6-0 | 60 |
| | 29G | 60 | 6-0 | 100 |
| DOUBLE | 25G | 60 | 5-0 | 100 |

BIO CANNULA

1 x 14

Potente estimulador de colágeno con 14 hilos en una cánula alcanzando múltiples áreas en subcutáneo. Esta se aplica en áreas anchas y planas.



INDICACIONES 3 R:

- Frente.
- Mejillas.
- Arrugas debajo de los ojos.
- Arrugas del cuello.
- Papada.

| Needle (mm) | | Suture (mm) | |
|-------------|--------|-------------|--------|
| Gauge | Length | USP | Length |
| 23G | 38 | 5-0 | 25 |
| | 60 | x14 | 45 |





VLIFT PRO espículas SERIE ROSA

PREMIUM

Guía aguja

Estos hilos PDO espiculados bidireccionales. Aguja guía de diseño especial "painless" triple pulido; Su función principal es aproximar dos puntos.

El plano de inserción es subcutánea; esta una Técnica abierta es decir, punto de entrada y punto de salida.



INDICACIONES:

Los tratamientos horizontales de las mejillas y cuello. son de gran utilidad en los tratamientos con vectores cortos. La ventaja del tratamiento, consiste en la elección entre la técnica abierta y técnica cerrada



| AGUJA (mm) | | HILO (mm) | | ÁREAS |
|------------|-------|-----------|-------|--|
| CALIBRE | LARGO | USP | LARGO | |
| 19G | 70 | 1-0 | 140 | Mejilla, cuello, cara interna de brazo, rodilla, ombligo triste. |
| 19G | 90 | 1-0 | 160 | Arco mandibular, mejillas con flacidez media, Hombros, glúteos y abdomen. |
| 21G | 70 | 2-0 | 140 | Vector horizontal en mejillas, cuello de elección, cara interna de brazos. |
| 21G | 90 | 2-0 | 160 | Cara interna de muslos, mamas, áreas corporales. |
| 23G | 70 | 4-0 | 140 | Cara, cuello, cejas. |
| 23G | 90 | 4-0 | 160 | Mejillas, cara interna de brazos, rodilla, ombligo. |

GENESIS

Guía cánula

La introducción con cánula es una innovación para introducir hilos de mayor calibre (1-0), puesto que la cánula, no corta, si no a que a su paso separa los tejidos. Las espículas están en 360°, para una fijación tridimensional de tejido.

Flacidez media y plano de inserción **subcutánea**.

Técnica cerrada: solo un punto de entrada



INDICACIONES:

- Mejillas con flacidez media.
- Abdomen.
- Glúteos.
- Cara interna de brazos y muslos.
- Óvalo facial.
- Elevación de la ceja.
- Mayor elevación en los casos de flacidez media.

| AGUJA (mm) | | HILO (mm) | | ÁREAS |
|------------|-------|-----------|-------|---|
| CALIBRE | LARGO | USP | LARGO | |
| 19G | 70 | 1-0 | 140 | Mejilla, One Point Entry. |
| 19G | 90 | 1-0 | 160 | Arco mandibular, glúteos, abdomen, mejillas con peso. |
| 21G | 70 | 2-0 | 140 | Cara interna de brazo, escote, ombligo. |
| 21G | 90 | 2-0 | 160 | Glúteos, abdomen, cara interna de muslo. |
| 23G | 70 | 4-0 | 140 | Refuerzo en scalp y cuello posterior, escote, ombligo, cejas. |
| 23G | 90 | 4-0 | 160 | Abdomen, cara interna de muslo (para pieles más delgadas). |

NOSE

Diseñado para nariz

Nose cubre perfectamente la demanda que el profesional requería para la zona nasal. Con un solo hilo, podemos levantar la punta de la nariz más de 1 mm. También podemos alinear el dorso de la nariz, o bien aproximar alas nasales anchas.



INDICACIONES:

Elevación punta nariz. Alineamiento del dorsum. Aproximación alas nasales. Puede combinarse con AH.

| AGUJA (mm) | | HILO (mm) | | ÁREAS |
|------------|-------|-----------|-------|------------------------|
| CALIBRE | LARGO | USP | LARGO | |
| 21G | 60 | 1-0 | 80 | Dorsum. |
| 19G | 38 | 2-0 | 50 | Septum/Dorsum. |
| 19G | 50 | 2-0 | 50 | Septum, glabella, ala. |



VLIFT PRO molding SERIE ROSA

CONES

Pieza compacta con conos

Hilos fabricados con moldes evitando los cortes sobre el hilo, lo que le da una mayor consistencia, al ser una única pieza (molding).

INDICACIONES:

- Hombres.
- Cara, cuello, áreas corporales.
- Tejidos con mucho peso.
- Asimetrías.



| AGUJA (mm) | | HILO (mm) | | ÁREAS |
|------------|-------|-----------|-------|-------------------------------|
| CALIBRE | LARGO | USP | LARGO | |
| 18G | 100 | 1-0 | 185 | Cara, mamas, glúteos, abdome. |

TENSIO

Pieza compacta con cilindros

Hilos fabricados con moldes, con una disposición que le infiere una gran fuerza de tensión. Produce un potente efecto lifting. Gran grosor de la sutura. Cánula tipo R, lo que permite que se ancle más fácilmente en el tejido subcutáneo.

INDICACIONES:

Flacidez media y tejidos de gran peso. Ideal para tratamientos corporales glúteos, mamas, abdomen. También para tratar el óvalo facial cuando la flacidez es mayor



18G x 100 mm x 165 mm (hilo), 3 USP

TECNICA DUAL LIFTING

Hilos PDO con espículas 3D bidireccionales e hilos moldeados en forma de conos montados y transportados por agujas dobles especiales:

- Aguja Taper
- Point Blunt Type
- Agujas con cuerpo cilíndrico y punta roma.

EMBALAJE

10 Hilos por caja divididos en 1 sobre
Cada sobre contiene 1 blister de 1 hilo con 2
cánulas estériles.



V Lift PRO DUAL COGS - COGS 3D - CANNULA GUIDE

| Ø ago | Lungh. can. | Lungh. filo | USP filo | Ø filo |
|-------|-------------|-------------|----------|---------|
| 21G | 110 mm | 420 mm | 1-0 | 0,40 mm |



V Lift PRO DUAL PLUS - BIDIRECTIONAL - CANNULA GUIDE

| Ø ago | Lungh. can. | Lungh. filo | USP filo | Ø filo |
|-------|-------------|-------------|----------|---------|
| 21G | 110 mm | 300 mm | 1-0 | 0,40 mm |

V Lift PRO DUAL UNIQUE - BIDIRECTIONAL - CANNULA GUIDE

| Ø ago | Lungh. can. | Lungh. filo | USP filo | Ø filo |
|-------|-------------|-------------|----------|---------|
| 21G | 110 mm | 420 mm | 1-0 | 0,40 mm |

INDICACIONES

CARA:

- Remodelación de cejas.
- Definición del Perfil mandíbula.
- Papada.
- Restauración de la forma de V de la cara.
- Restauración del ovulo.

Cuerpo:

- Lifting Servical.
- Reafirmante de senos.
- Alas de murciélago.
- Ombligo triste.
- Elevación de barriga.
- Elevación de los glúteos.

PROTOCOLO DE 5 PASOS:

1. **Preparación:** Desinfección completa del paciente y del entorno circundante.
2. **Dibujo:** identificación de vectores y esquemas de aplicación.
3. **Inserción:** introducir el hilo siguiendo el esquema previamente establecido
4. **Cortar:** Cortar el hilo sobrante dejando una abundancia útil para la siguiente fase.
5. **Consolidación:** Acción de tracción para estabilizar el resultado.

ESQUEMAS




PUNTOS CLAVES

- Abordaje rápido, natural y mínimamente invasivo del problema de la relajación tisular moderada sin necesidad de cirugía.
- **Estimulación mecánica del tejido:** producción de colágeno.
- **El hilo con COG** se fija bien a los tejidos porque sus puntas producen un "efecto paraguas" y su tensión produce un efecto lifting.
- **La técnica Dual Lifting** utiliza dos agujas especiales con punta roma que se insertan en el tejido subcutáneo profundo para tensar la piel de la cara y del cuello: reposicionamiento simétrico.

ANTES Y DESPUES



Foto cortesía de la Dra. Bárbara Claysset y la Dra. Vincenta Llorca



PRESENTACIÓN HILOS VLIFT PRO

| | | | |
|--------------|---------------------|-----------|-----------------|
| MONO | 1 caja 100 unidades | 10 sobres | 10/sobre en 2x5 |
| SINGLE SCREW | 1 caja 100 unidades | 10 sobres | 10/sobre en 2x5 |
| DOUBLE SCREW | 1 caja 100 unidades | 10 sobres | 10/sobre en 2x5 |
| MULTI LINE | | | |
| PREMIUM | 1 caja 24 unidades | 3 sobres | 8/sobre en 2x4 |
| GENESIS | 1 caja 24 unidades | 3 sobres | 8/sobre en 2x4 |
| NOSE | 1 caja 4 unidades | 1 sobres | 4/sobre en 2x2 |
| CONES | 1 caja 12 unidades | 3 sobres | 4/sobre en 2x2 |
| TENSIO | 1 caja 12 unidades | 3 sobres | 4/sobre en 2x2 |

¿POR QUÉ ELEGIR VLIFT PRO?

- Marca propia.
- Diseñados por profesionales para profesionales.
- Aguja "painless" con triple pulido prácticamente atraumática.
- Cánula R o L que permite una introducción suave en el tejido.
- Proveedor más importante mundialmente de polidioxanona.
- Controles de calidad, certificados regulatorios CE marl.
- Presencia internacional desde 2012.
- Estudios clínicos, histológicos, ecográficos.
- Nuestra prioridad es la formación y la innovación.



REPRESENTANTE
EXCLUSIVO EN
CHILE



@hebe_cl



www.hebeinsumos.cl

www.vlift.es